

## **Warnhinweis:**

### **Sicherheitshinweis für Schutzkappen für Fieberthermometer**

Vor der Verwendung von Schutzkappen für Fieberthermometer sicherstellen, dass jede Kappe sauber, unbeschädigt und für den einmaligen Gebrauch bestimmt ist. Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappen kompatibel mit Ihrem Fieberthermometermodell sind.

Verwenden Sie die Kappen nicht erneut, da dies zu Kreuzkontaminationen führen kann und die Genauigkeit der Temperaturmessung beeinträchtigt werden könnte. Entsorgen Sie jede Schutzkappe nach einmaligem Gebrauch gemäß den Empfehlungen zur Entsorgung von medizinischen Abfällen. Bewahren Sie die Schutzkappen außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.



## **WARNING:**

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten von Babys und Kleinkindern fern! Verwenden Sie die Tüten nicht in Krippen, Betten, Kinderwagen und Laufställen! Diese Tüten sind kein Spielzeug!