



GTIN (EAN-13): 4001669418287

Ritex «Feeling» Perfekte Passform, 8 Kondome mit perfekter Passform und angenehmen Geruch

8 Passform-Kondome aus Naturkautschuklatex, ohne Latexgeruch, sehr gute Hautverträglichkeit. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, konturiert mit Reservoir, nominale Breite: 55mm.

Die **Ritex Feeling** Kondome sind anatomisch geformt und bieten eine **perfekte Passform** für optimalen Sitz und hohen Tragekomfort. Sie bestehen aus **Naturkautschuklatex**, sind **transparent** und haben eine **nominale Breite von 55 mm** sowie eine **Länge von 185 mm**. Mit einer Wandstärke von **0,07 mm** sind sie besonders angenehm zu tragen.

Durch ein spezielles Waschverfahren besitzen die Kondome **keinen typischen Latexgeruch**. Die dermatologische Prüfung bestätigt ihre **sehr gute Hautverträglichkeit**. Sie sind **befeuchtet mit Silikonöl**, was für eine geschmeidige Gleitfähigkeit sorgt. Die Kondome sind mit einem **Reservoir ausgestattet**.

Hergestellt in Deutschland aus **hochwertigen Rohstoffen**, stehen Ritex Kondome für erstklassige Qualität.



Produkteigenschaften:

- Marke: Ritex
- Anzahl Kondome: 8
- Gewicht: 32 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 55 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: anatomisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Ritex GmbH (DE-MF-000005708)

Gustav-Winkler-Straße 50, 33699 Bielefeld, Deutschland, www.ritex.de, ritex@ritex.de



Benannte Stelle: (CE 0297) DQS Medizinprodukte GmbH

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt, Deutschland, www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/,
medizinprodukte@dqs-med.de