



GTIN (EAN-13): 8719934015227

EasyGlide «Thin» 10 ultradünne Kondome für intensiveres Gefühl

10 dünne Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 52mm.

Die EasyGlide «Thin» Kondome sind speziell für intensivere Empfindungen entwickelt worden. Diese Packung enthält **10 ultradünne, transparente Kondome aus Naturkautschuklatex**, die mit einer Wandstärke von unter 0,06 mm ein besonders natürliches Gefühl vermitteln. Mit einer **nominalen Breite von 52 mm** und einer Feuchtbeschichtung aus **Silikonöl** sorgen sie für eine langanhaltende Gleitfähigkeit. Die zylindrische Form erleichtert das Abrollen und sorgt für einen sicheren Sitz, während das integrierte Reservoir zusätzlichen Schutz bietet. Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. EasyGlide steht für Qualität und Sicherheit und bietet eine ideale Wahl für Anwender, die Wert auf intensiven Schutz und maximalen Komfort legen.



Produkteigenschaften:

- Marke: EasyGlide
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 48 g
- Nominale Breite: 52 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- ungefähre Länge: normal (175 -190 mm)
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- ungefähre Wandstärke: dünn (unter 0,06 mm)
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)

Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, www.medicallatex.com,
khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **EQOM Purchasing B.V.** (NL-IM-000039862)

Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam, Niederlande, www.eqom.com, info@eqom.com



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com