

GTIN (EAN-13): 5060150684265

Pasante «Glow» 3 leuchtende Kondome mit grünem Leuchteffekt

3 fluoreszierende Kondome aus Naturkautschuklatex, leuchten im Dunkeln. Befeuchtet mit Silikonöl, halbtransparent/grün, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 53mm.

Die **Pasante Glow Kondome** bringen Licht ins Dunkel und sorgen für eine völlig neue Erfahrung! Diese **fluoreszierenden Kondome** leuchten nach **15 Sekunden Lichteinwirkung** in einem **intensiven grünen Farbton**.

Hergestellt aus **Naturkautschuklatex**, verfügen sie über eine **zylindrische Form mit Reservoir** und eine **nominale Breite von 53 mm** für eine optimale Passform. Die **Silikonöl-Befeuchtung** sorgt für sanftes Gleiten und ein angenehmes Tragegefühl.

Diese Kondome sind ideal für **besondere Anlässe, Rollenspiele oder einfach als aufregende Überraschung**. Sie erfüllen höchste **internationale Sicherheitsstandards** und wurden **elektronisch geprüft**.

Das **3er-Pack** eignet sich perfekt zum Testen oder für spontane Abenteuer. **Hergestellt in Malaysia**, garantieren die Pasante Glow Kondome höchste Qualität und Sicherheit.



Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 22 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,080 mm
- Farbe: neon (leuchtend)
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)
PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,
www.karex.com.my, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)
Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, advena.mt, importer@advena.mt



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com