


## London «Red» 100 rote Markenkondome mit Erdbeeraroma (Beutelware)

**100 Markenkondome mit längerem Reservoir, mit Erdbeeraroma. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch, rot, nominale Breite: 56mm.**

Die **London «Red» Kondome** sind die ideale Kombination aus Schutz und fruchtigem Vergnügen. Mit ihrem **Erdbeeraroma** und der **roten Farbe** sorgen sie für ein besonderes Liebesspiel. Die Kondome bieten eine **nominale Breite von 56 mm**, eine **Länge von 205 mm** und eine **Wandstärke von 0,065 mm**, was sie sicher und komfortabel macht. Die **zylindrische Form mit verlängertem Reservoir** garantiert zusätzlichen Schutz und eine perfekte Passform. Das **Silikonöl-Gleitmittel** sorgt für eine geschmeidige Anwendung und erhöht den Komfort. Hergestellt aus **Naturkautschuklatex** und dermatologisch getestet, stehen diese Kondome für höchste Qualität. Die **100er-Packung** ist ideal für Großverbraucher oder besondere Anlässe.



GTIN (EAN-13): 5010232090248



### Produkteigenschaften:

- Marke: London
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 260 g
- Länge: 205 mm
- Nominale Breite: 56 mm
- Wandstärke: 0,065 mm
- Aroma: Erdbeer
- Farbe: rot
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd** (GB-MF-000035615)  
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS East Yorkshire, Großbritannien, [www.reckitt.com](http://www.reckitt.com),  
[GRAMedicalDevices@reckitt.com](mailto:GRAMedicalDevices@reckitt.com)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **RB NL Brands B.V.** (NL-AR-000006055)  
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande, [www.reckitt.com](http://www.reckitt.com), [GRAMedicalDevices@reckitt.com](mailto:GRAMedicalDevices@reckitt.com)



Importeur: **Reckitt Benckiser Deutschland GmbH** (DE-IM-000040085)  
Darwinstraße 2-4, 69115 Heidelberg, Deutschland, [www.reckitt.com/de](http://www.reckitt.com/de), [info.de@reckitt.com](mailto:info.de@reckitt.com)



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**  
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, [www.sgs.com](http://www.sgs.com), [info@sgs.com](mailto:info@sgs.com)