


Pasante «Silk Thin» 12 superdünne gefühlsechte Kondome für ein Maximum an Gefühl

12 superdünne Kondome aus Naturkautschuklatex (0.04mm). Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm.



GTIN (EAN-13): 5060493181353

Die **Pasante „Silk Thin“ Kondome** im **12er-Pack** sind für alle geeignet, die ein besonders intensives Gefühlerlebnis suchen. Mit einer **Wandstärke von nur 0,04 mm** gehören sie zu den dünnsten Latexkondomen weltweit und sorgen für ein hautnahes Empfinden.

Dank der **nominalen Breite von 52 mm** und einer **Länge von 190 mm** passen sie sich optimal an und bieten einen sicheren Sitz. Die **zylindrische Form mit Reservoir** gewährleistet zusätzliche Sicherheit, während die **Silikonöl-Befeuchtung** für ein geschmeidiges Gleitverhalten sorgt.

Diese transparenten Kondome bestehen aus **hochwertigem Naturkautschuklatex**, sind äußerst strapazierfähig und bieten trotz ihrer extrem dünnen Beschaffenheit eine hohe Reißfestigkeit. Die spezielle Latexmischung macht sie zudem besonders elastisch, wodurch sie sich flexibel anpassen.



Die Packung enthält **12 Kondome**, ideal für alle, die Qualität, Sicherheit und intensives Empfinden kombinieren möchten.

Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 43 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,040 mm
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)

Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, www.medicallatex.com,
khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)

Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, advena.mt, importer@advena.mt



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com