

GTIN (EAN-13): 5052197045154

## Durex «Originals Classic Natural» 20 Markenkondome mit Easy-On™-Passform für einfaches Abrollen

**20 Markenkondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, EasyOn™-Passform mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 56mm.**

Die Durex «Originals Classic Natural» Kondome stehen für Qualität und Zuverlässigkeit, auf die man sich verlassen kann. Sie bestehen aus hochwertigem **Naturkautschuk-Latex** und verfügen über die spezielle **Easy-On™-Passform**, die ein leichtes Abrollen und optimalen Tragekomfort garantiert. Mit einer **nominalen Breite von 56 mm** und einer Länge von 205 mm bieten sie eine ideale Passform und maximale Sicherheit. Die transparente Beschaffenheit und das silikonbasierte Gleitmittel sorgen für eine angenehme Anwendung und ein geschmeidiges Gefühl. Mit einer Wandstärke von **0,060 mm** sind diese Kondome robust und gleichzeitig gefühlsecht. Die Maxi-Packung mit **20 Stück** ist perfekt für regelmäßige Nutzer und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durex, als führender Hersteller von Verhütungsmitteln, steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität und Sicherheit.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Durex
- Anzahl Kondome: 20
- Gewicht: 70 g
- Länge: 205 mm
- Nominale Breite: 56 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Form: Passform
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd** (GB-MF-000035615)  
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS East Yorkshire, Großbritannien, [www.reckitt.com](http://www.reckitt.com),  
[GRAMedicalDevices@reckitt.com](mailto:GRAMedicalDevices@reckitt.com)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **RB NL Brands B.V.** (NL-AR-000006055)  
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande, [www.reckitt.com](http://www.reckitt.com), [GRAMedicalDevices@reckitt.com](mailto:GRAMedicalDevices@reckitt.com)



Importeur: **Reckitt Benckiser Healthcare B.V.** (BE-IM-000040224)  
Researchdreef 20, 1070 Brussel, Belgien, [www.reckitt.com](http://www.reckitt.com), [regulatory.affairs@reckitt.com](mailto:regulatory.affairs@reckitt.com)



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**  
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, [www.sgs.com](http://www.sgs.com), [info@sgs.com](mailto:info@sgs.com)