


## SKYN «Close Feel» 10 enge, latexfreie Kondome aus Sensoprène™

**10 latexfreie XS-Kondome aus Polyisopren. Zart und seidenweich, befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 51mm. Vegan.**



GTIN (EAN-13): 5011831099250

Die **SKYN Close Feel XS-Kondome** bieten eine enge Passform für Anwender\*innen, die ein schmales Kondom mit maximalem Komfort suchen. Gefertigt aus **Sensoprène™ (Polyisopren)** sind sie **100 % latexfrei** und eignen sich ideal für Personen mit **Latexallergie oder -unverträglichkeit**.

Mit einer **nominalen Breite von 51 mm** und einer **zylindrischen Form mit Reservoir** gewährleisten sie einen festen Sitz und ein besonders realistisches Hautgefühl. Das Material fühlt sich angenehm weich an und vermittelt ein Gefühl von Natürlichkeit – fast wie ohne.

Das verwendete **silikonbasierte Gleitmittel** sorgt für reibungslosen Komfort bei der Anwendung. Die Kondome sind **transparent**, haben eine **Wandstärke von 0,065 mm** und sind **einzel hygienisch verpackt**.

Durch die Kombination aus innovativem Material, schmaler Passform und geprüfter Qualität erfüllen SKYN Close Feel höchste Ansprüche.



### Produkteigenschaften:

- Marke: SKYN
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 42 g
- Nominale Breite: 51 mm
- Wandstärke: 0,065 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- ungefähre Länge: extra groß (ab 190 mm)
- Material: Polyisopren, latexfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Thailand (TH)



Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **SURETEX Ltd** (TH-MF-000001364)

31/1 Moo 4, Suratthani-Thakuapha Road, Tambon Khao Hua Kwai, Amphur Phunphin, Suratthani 84130, Thailand, [www.lifestyles.com](http://www.lifestyles.com), [quality.europe@lifestyles.com](mailto:quality.europe@lifestyles.com)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **SXWell Belgium bvba** (BE-AR-000001272)

Lenniksebaan 451/35, 1070 Anderlecht, Belgien, [www.lifestyles.com](http://www.lifestyles.com), [quality.europe@lifestyles.com](mailto:quality.europe@lifestyles.com)



Importeur: **Ansell Healthcare Europe NV/SA**

Bd International 55J, 1070 Anderlecht, Belgien, [www.ansell.com](http://www.ansell.com), [samantha.marshall@ansell.com](mailto:samantha.marshall@ansell.com)



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, [www.bsigroup.com](http://www.bsigroup.com), [info.nl@bsigroup.com](mailto:info.nl@bsigroup.com)