


My.Size PRO «60mm» 3 Kondome für besten Tragekomfort, hypoallergen

3 gefühlsechte Maßkondome aus hypoallergenem VYTEX-Latex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 60mm, Länge: 193mm. Ohne Latexgeruch.

Die **My.Size PRO 60mm Kondome im 3er-Pack** bieten eine passgenaue Lösung für Nutzer*innen, die eine größere Größe bevorzugen. Mit einer **nominalen Breite von 60 mm** und einer Länge von **193 mm** gewährleisten sie optimalen Schutz und maximalen Tragekomfort. Das hypoallergene **VYTEX-Latex**, mit über **90 % weniger allergieauslösenden Proteinen**, minimiert das Risiko von Latexallergien und bietet höchste Hautverträglichkeit. Die geringe Wandstärke von **0,055 mm** sorgt für ein gefühlsechtes Erlebnis, während die **zylindrische Form mit Reservoir** Abrutschen verhindert. Die **Silikonbefeuchtung** macht die Anwendung angenehm und einfach. Transparent, geruchsneutral und **für Veganer geeignet**, werden diese Kondome nachhaltig hergestellt und erfüllen höchste Qualitätsstandards.



GTIN (EAN-13): 4025838403607



Produkteigenschaften:

- Marke: My.Size
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 20 g
- Länge: 193 mm
- Nominale Breite: 60 mm
- Wandstärke: 0,055 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex, hypoallergen
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Richter Rubber Technology Sdn. Bhd. (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: rrt Vertrieb und Service GmbH (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: R&S consumer goods GmbH

Wasserburger Landstr. 264, 81827 München, Deutschland, www.rsgermany.de, info@rsgermany.de



Benannte Stelle: (CE 1639) SGS Belgium NV

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com