

GTIN (EAN-13): 4044571221224

## Chaps «Feeling» (Hauchzart, Rosé) 12 unvergleichlich zarte Kondome

**12 extra dünne Kondome aus Naturkautschuklatex (0.06mm). Befeuchtet mit Silikonöl, rosé-farben, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm.**

Die **Chaps Feeling Kondome** kombinieren eine hauchdünne Wandstärke mit höchster Sicherheit. Hergestellt aus **Naturkautschuklatex** und mit einer Wandstärke von nur 0,06 mm, bieten sie ein intensives und natürliches Gefühlserlebnis. Mit einer **nominalen Breite von 52 mm** und einer Länge von 185 mm passen sich diese roséfarbenen Kondome optimal an und garantieren hohen Tragekomfort.

Das silikonbasierte Gleitmittel sorgt für eine angenehme und reibungslose Anwendung, während die zylindrische Form mit Reservoir zusätzlichen Schutz bietet. Jedes Kondom wird **elektronisch geprüft**, um die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Dermatologische Tests bestätigen die Hautfreundlichkeit, was sie auch für empfindliche Haut geeignet macht.

Die Marke **Chaps** steht für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Alle Produkte werden in umweltfreundlicher Verpackung geliefert, die den modernen Anforderungen umweltbewusster Konsumenten entspricht. Die **12er-Packung** ist ideal für regelmäßige Anwendungen oder als Vorrat.



Erleben Sie eine sichere und angenehme Lösung für Ihre Bedürfnisse mit den **Chaps Feeling Kondomen**. Vertrauen Sie auf die langjährige Erfahrung und bewährte Qualität einer etablierten Marke.

### Produkteigenschaften:

- Marke: Chaps
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 38 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: rosé
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: MedDevice GmbH (DE-MF-000010381)**

Gustav-Winkler-Straße 50, 33699 Bielefeld, Deutschland, [www.meddevice.eu](http://www.meddevice.eu), [info@meddevice.eu](mailto:info@meddevice.eu)



**Benannte Stelle: (CE 0297) DQS Medizinprodukte GmbH**

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt, Deutschland, [www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/](http://www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/),  
[medizinprodukte@dqs-med.de](mailto:medizinprodukte@dqs-med.de)