



## My.Size Classic «49mm MIX» 10 Kondome für besten Tragekomfort und Sicherheit

**10 Maßkondome aus Latex. Mix aus vier Sorten. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 49mm, Länge: 160mm.**

Die **My.Size Classic «49mm MIX» 10 Kondome** kombinieren vier verschiedene Varianten in einer Packung: **4x transparent und glatt, 2x transparent und gerippt, 2x blau und glatt, 2x rot mit Erdbeer-Aroma**. Mit einer nominalen Breite von **49 mm** und einer Länge von **160 mm** eignen sich diese Kondome besonders für eine schmalere Passform. Das zylindrische Design mit Reservoir und die silikonbefeuchtete Oberfläche erleichtern die Anwendung und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Hergestellt aus hochwertigem Naturkautschuklatex, erfüllen die Kondome hohe Qualitätsstandards durch elektronische Prüfungen und hygienische Verpackung. Die kompakte Packung ermöglicht eine vielseitige Nutzung und bietet durch die verschiedenen Varianten Abwechslung. My.Size bietet Größen von 47 mm bis 69 mm für eine individuelle Auswahl.



GTIN (EAN-13): 4025838910495



### Produkteigenschaften:

- Marke: My.Size
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 50 g
- Länge: 160 mm
- Nominale Breite: 49 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Aroma: Erdbeer
- Farbe: transparent, rot, blau
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Rippen
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.  
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.  
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.  
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.  
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.  
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Amor Gummiwaren GmbH (DE-MF-000007363)**  
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, [www.amor.ag](http://www.amor.ag), [info@amor.ag](mailto:info@amor.ag)



**Benannte Stelle: (CE 0197) TÜV Rheinland LGA Products GmbH**  
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)