


## MyONE «Custom Fit» Maßkondome, Größe 49F (12 St.)

**MyONE Maßkondome in Größe 49F (ehemals M77). Nominale Breite: 49mm, Länge: 156mm. Befeuchtet, transparent, zylindrisch mit Reservoir. Extradünn (0.055mm)!**



GTIN (EAN-13): 0726893510968

MyONE Maßkondome in Größe 49 F  
Nominale Breite: 49mm, Länge: 156mm

Die MyONE «Custom Fit» Maßkondome in Größe 49F gehören zu den **52 verfügbaren Größen**, die aus **10 Längen und 9 Breiten** kombiniert werden. Mit einer nominalen Breite von 49 mm und einer Länge von 156 mm sorgt diese Größe für sicheren Halt und angenehmes Abrollen. Gefertigt aus **Sensatex™ Latex**, sind die Kondome mit einer Wandstärke von 0,055 mm **30 % dünner** als herkömmliche Produkte und sorgen für ein angenehmes und natürliches Tragegefühl. Transparent, zylindrisch geformt, vollständig befeuchtet und mit Reservoir ausgestattet, erfüllen sie höchste Qualitätsstandards. Jedes Kondom wird dreifach elektronisch geprüft. Die Packung enthält 12 Premium-Kondome. Mit dem **FitKit™** können Sie Ihre optimale Größe schnell und unkompliziert bestimmen.



**Vor der ersten Benutzung von MyOne-Kondomen sollten Sie mit unserem nebenstehenden [FitKit™](#) die für Sie empfohlene Kondomgröße ermitteln.**

### Produkteigenschaften:

- Marke: MyOne
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 100 g
- Länge: 156 mm
- Nominale Breite: 49 mm
- Wandstärke: 0,055 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.  
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.  
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.  
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.  
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.  
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)  
PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,  
[www.karex.com.my](http://www.karex.com.my), [khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)  
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)  
Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, [www.adloran.com](http://www.adloran.com), [post@adloran.de](mailto:post@adloran.de)



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**  
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)