

Sicherheitshinweise

Hilfsmittel für den Badbereich



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Hilfsmitteln im Badezimmer umfasst die Nutzung dieser Produkte entsprechend ihrer vorgesehenen Funktion und gemäß den Herstelleranweisungen. Dazu gehören Haltegriffe, Aufstehhilfen, Toilettensitzerhöhungen, Duschhocker und Einstiegshilfen, die zur Unterstützung von Bewegung und Stabilität beitragen. Diese Hilfsmittel sollten ordnungsgemäß installiert und regelmäßig auf ihre Sicherheit überprüft werden. Unsachgemäße Verwendung, wie Überlastung oder falsche Montage, kann zu Verletzungen führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Hilfsmittel regelmäßig auf Schäden, Abnutzung oder lockere Teile überprüft wird. Beschädigte Hilfsmittel sollten sofort ersetzt oder repariert werden.
- Sorgen Sie dafür, dass der Boden, besonders im Badezimmer, trocken und nicht rutschig ist. Zusätzliche rutschfeste Matten oder Beläge können das Risiko von Unfällen verringern.
- Achten Sie darauf, dass die Hilfsmittel für das Badezimmer korrekt und fest installiert ist um Stabilität zu gewährleisten.
- Beachten Sie die maximale Gewichtsbelastung von z.B. Aufstehhilfe und überschreiten Sie diese nicht, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt entsprechend der eigenen Körpergröße und dem eigenen Gewicht ausgewählt wurde.
- Die Hilfsmittel sollten so positioniert werden, dass sie gut zugänglich und ohne Hindernisse im Weg erreichbar sind. Dies gilt vor allem für Griffe und Stützen, die an der Wand oder um die Toilette herum angebracht sind.
- Die Hilfsmittel sollte regelmäßig gereinigt werden, um Seifenreste oder Schmutz zu entfernen, die die Rutschfestigkeit beeinträchtigen könnten. Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel, die das Material nicht beschädigen.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

Langsame und kontrollierte Bewegungen: Bewegen Sie sich bei der Nutzung des Hilfsmittels immer ruhig und langsam, um das Risiko von Verletzungen durch plötzliche Bewegungen zu minimieren. Bei allen Hilfsmitteln sollte der Anwender sich kontrolliert bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.

Beide Hände benutzen (bei Haltegriffen und Stützen): Wenn das Produkt zum Festhalten dient, sollten immer beide Hände verwendet werden, um die Stabilität zu maximieren.

Vor dem Gebrauch testen: Überprüfen Sie das Hilfsmittel auf Stabilität und Funktionsfähigkeit, bevor Sie es verwenden, um sicherzustellen, dass es sicher ist.

Höhen- und Positionseinstellungen anpassen: Passen Sie das Hilfsmittel (falls möglich) an die individuellen körperlichen Bedürfnisse an, z. B. durch Einstellen der Höhe oder Position. Eine korrekte Einstellung erhöht den Komfort und die Sicherheit.

Zusätzliche Hilfsmittel verwenden: In bestimmten Fällen kann die Verwendung ergänzender Hilfsmittel (z. B. Gehstöcke oder Rollatoren) zusätzliche Sicherheit bieten. Achten Sie darauf, dass diese Hilfsmittel immer in Reichweite sind.

Vermeiden Sie Übermüdung oder Schwäche: Verwenden Sie Produkte, die körperliche Unterstützung bieten, nicht, wenn Sie sich schwach oder übermüdet fühlen, da dies das Sturzrisiko erhöht.

Weitere Hinweise: Konzentrieren Sie sich bei der Verwendung von Sicherheitsprodukten auf die Handlung und vermeiden Sie Ablenkungen (z. B. beim Gehen oder Aufstehen).



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.