

## MyONE «Perfect Fit» Maßkondome, Größe 49F (12 St.)

**MyONE Maßkondome in Größe 49F (ehemals M77). Nominale Breite: 49mm, Länge: 156mm. Befeuchtet, transparent, zylindrisch mit Reservoir. Extradünn (0.055mm)!**

MyONE Maßkondome in Größe 49 F (früher: M77).  
Nominale Breite: 49mm, Länge: 156mm

**MyONE** - das revolutionäre Kondom in 58 individuellen Größen. Dadurch ist jetzt für nahezu jede Länge und Breite ein passendes Kondom verfügbar. Durch die bisher nicht da gewesene Größenvielfalt können Männer nun das zu ihnen persönlich passende Kondom finden.

Das Glied des Mannes ist so individuell und verschieden wie sein Gesicht - und endlich kann jeder Mann seine individuelle Größe bekommen. Die 58 verschiedenen Größen decken so gut wie jede Längen- und Breitenkombination ab, die bei Männern vorkommt.


- Sicherer Halt durch ideale Größe.
- Angenehmer durch leichtes Abrollen.
- 30% dünner als als die bisherigen MyOne-Kondome!
- Komplett befeuchtet, vom Rollrand bis zur Spitze!
- Dünnerer und druckreduzierter Rollrand für mehr Gefühlsechtheit.

Durch die Auswahl der optimalen Länge kann das MyOne-Kondom in der Regel vollständig abgerollt werden. Dies verringert die Bildung einer Wulst an der Wurzel und erhöht so den Tragekomfort. Auch die Gefahr, dass sich das Kondom aufrollt, wird so verringert.

Wählen Sie unter dieser 58-fachen Vielfalt das für Sie passende Kondom, das so individuell ist wie Sie selbst!

**Vor der ersten Benutzung von MyOne-Kondomen sollten Sie mit unserem nebenstehenden [FitKit™](#) die für Sie empfohlene Kondomgröße ermitteln.**

Packung mit 12 transparenten, befeuchteten Premium-Kondomen aus Naturkautschuklatex. Foliendesigns können von den Abbildungen abweichen, da jede Packung unterschiedliche Foliendesigns enthalten kann.



GTIN (EAN-13): 0726893510968



### Produkteigenschaften:

- Marke: MyOne
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 100 g
- Länge: 156 mm
- Nominale Breite: 49 mm
- Wandstärke: 0,055 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)

PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,  
[www.karex.com.my](http://www.karex.com.my), [khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, [www.adloran.com](http://www.adloran.com), [post@adloran.de](mailto:post@adloran.de)



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)