

Produktdatenblatt Mini-Hautpflegekühlschrank CBA-6L-I

1. Grunddaten

Bezeichnung	Angabe
-------------	--------

Modellbezeichnung	CBA-6L-I
-------------------	----------

Nennkapazität	6 Liter
---------------	---------

Geräteart	Thermoelektrischer Mini-Kühlschrank für Hautpflege- und Kosmetikprodukte
-----------	--

Kühltechnologie	Halbleiter-Luftkühlung (kompressor-, freon- und kryogenfrei)
-----------------	--

Hauptfunktionen	Kühlung, staubgeschützt, geräuscharm, optimierte Lagerung, LED-Beleuchtung
-----------------	---

2. Temperaturangaben

Umgebungstemperatur	Innentemperatur
---------------------	-----------------

25 ° C Umgebung	15 - 17 ° C unter Umgebungstemperatur
-----------------	---------------------------------------

Besonderheit	Schützt Kosmetik vor Frost, Vereisung und Wassertropfen
--------------	---

3. Elektrische Parameter

Merkmal	Wert
---------	------

Eingangsspannung (Netzadapter)	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
--------------------------------	--------------------------

Ausgangsspannung	DC 9 V, 2 A
------------------	-------------

Leistungsaufnahme	18 W
-------------------	------

Zubehörnetzteil	Tragbarer mitgelieferter Adapter
-----------------	----------------------------------

4. Abmessungen

Außenmaße: 356 mm × 243 mm × 260 mm Innenmaße: 194 mm × 161 mm × 138 mm

5. Lieferumfang

1. 6-Liter Mini-Kühlschrank
2. Tragbarer Stromadapter
3. Bedienungsanleitung
4. Einlegeboden

6. Geeignete Aufbewahrungsgüter

Parfüm, Balsam, Lippenstift, Augencreme, Eyeliner, Jade-Roller, Feuchtigkeitscreme, Gesichtereiniger, Lotion, Gesichtsscreme, Nagellack, biologische & konservierungsmittelfreie Hautpflegeprodukte, Serum, Stoffmasken, Gesichtsspray, Gesichtsnebel, Sonnenschutz, Toner und weitere Beauty-Produkte

7. Eigenschaften & Vorteile

- Extrem langlebig, umweltfreundlich und sichere Nutzung
- Geräuscharm im Kühlbetrieb
- Staubgeschützte Konstruktion
- LED-Beleuchtung mit Ein-/Ausschaltfunktion über Ein-/Aus-Taste
- Keine Kompressoren, Freone oder Kältemittel verbaut
- Geräumige Innenaufteilung für hohe Fläschchen (Seren, Reiniger, Lotionen)
- Verlängert Haltbarkeit und Stabilität von Kosmetikprodukten

8. Importeur & Herkunft

Importeur: MH Handel GmbH Anschrift: Wendenstraße 309, D-20537 Hamburg, Deutschland

Kundenservice: 0049-0(40)-87408465 / service@aosom.de Herkunftsland: Hergestellt in China

9. Hinweis zur Inbetriebnahme

Nach dem Einstecken des Adapters ist das Gerät sofort aktiv. Zum Erreichen der optimalen Kühltemperatur ist eine Mindestlaufzeit von einer Stunde erforderlich; bei voller Befüllung verlängert sich die Einlaufzeit. Die LED-Leuchte lässt sich durch mehrmaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste einstellen und ausschalten.