


MAUS-LEBENDFALLE KÄFIG 2er-Set




Die humane Fangmethode

Art.-Nr. 630402


1. Köder einlegen



2. Falle spannen



3. Funktionsweise



Kontrollieren Sie die Falle regelmäßig und lassen Sie Mäuse in 2 km Entfernung wieder frei.

GB MOUSE LIVE TRAP, set of 2

1. Insert bait
2. Tighten trap
3. Functionality

Check the trap regularly and release mice in 2 km distance.

ES TRAMPA RATONES „VIVOS“, juego de 2

1. Insertar cebo
2. Apretar trampa
3. Operación

Revisa la trampa regularmente y suelta los ratones a una distancia de 2 km.

NL MUIS LEVEND-VAL KOOI, set van 2

1. Voer aas in
2. Haal de val aan
3. Operatie

Controleer vallen regelmatig en laat de muis los op 2 km afstand.

FR KIT DE 2 SOURICIÈRES POUR LA CAPTURE

1. Insérer l'appât
2. Serrer le piège
3. Opération

Vérifiez régulièrement les pièges et relâchez la souris à 2 km.

IT GABBIA TRAPPOLA DE TOPI, set da due

1. Inserire esca
2. Stringere la trappola
3. Operazione

Controlla regolarmente la trappola e rilascia i topi a una distanza di 2 km.

CZ PAST NA MYŠI, sada 2 ks

1. Vložte návnadu
2. Natáhněte past
3. Kontrola pastí

Past pravidelně kontrolujte, případnou chycenou myš vypusťte zpět do přírody cca 2 km vzdáleně.