

brennenstuhl® Connect Zigbee Heizkörperthermostat HT CZ 01

Regulieren Sie die Raumtemperaturen mit unserer kostenlosen brennenstuhl®Connect-App von überall.



Artikelnummer 1294070
EAN 4007123672066

BESCHREIBUNG

- Sicherheit in allen Bereichen, spart Energie und erhöht gleichzeitig den Komfort.
- Weltweite komfortable Steuerung der Heizkörpertemperatur über kostenlose brennenstuhl®Connect App.
- Fenster auf Funktion: zum Absenken der Temperatur dank Fenster-Offenerkennung.
- Für die Einrichtung und Steuerung des Heizkörperthermostats wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway benötigt.
- Automatischer Betrieb (per App) oder klassische manuelle Bedienung möglich.
- Ist / Soll Temperaturabfrage.
- Temperatur Werte einstellbar 5-30 °C mit farbigen LCD-Display.
- Inkl. Batterie 2 x 1,5 AA Mignon (Batterielaufzeit: ca. 1 Jahr).

TECHNISCHE DATEN

Spannung	1.5V	Funkfrequenz	2,4 GHz
Anzahl der Batterien	2	Funkreichweite	30 m
Batterie Bauart	Mignon AA LR6	Fernbedienbar	true
Batterie Technologie	Alkaline	Farbe	weiß
Kompatibilität	brennenstuhl®Connect		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Im Verkaufskarton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	9,5 cm x 5,5 cm x 5,5 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.29 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.21 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9 cm x 7 cm x 14,5 cm

LIEFERUMFANG

brennenstuhl®Connect Zigbee Heizkörperthermostat HT CZ 01, Batterie 2 x 1,5 AA Mignon