Produktdatenblatt Stand: 13.03.2025

! Kondomotheke® Ladies Mix No. 3 - 3 Sorten Frauenkondome - latexfrei!

Probierset mit Preisvorteil! Testen Sie aus, welche Sorte Frauenkondome Ihnen am besten gefällt. 3 Packungen Frauenkondome, insgesamt 9 Stück. Latexfrei!



GTIN (FAN-13): 426023338442

Der Exklusiv-Mix für alle Fans der beliebten Frauenkondome. In diesem Mix finden Sie 3 verschiedene Varianten - zum Ausprobieren. Natürlich zum Vorteilspreis!

- * 1x "Internal Condom" von Pasante, 3 Frauenkondome, latexfrei: aus Nitrilkautschuk! (Details zu diesem Produkt)
- * 1x "AirFemale" von UNIQ **Neu!**, 3 komfortable Frauenkondome aus AT-10 (latexfrei) die weltweit ersten Frauenkondome mit der innovativen "Airbubble" (<u>Details zu diesem Produkt</u>)
- * 1x "So Sexy Frauenkondom" von Terpan, 3 Frauenkondome, latexfrei: aus Polyurethan! (<u>Details zu diesem Produkt</u>)

Für Allergiker geeignet: alle Frauenkondome in diesem Sortiment sind latexfrei!

Wir wünschen viel Spaß mit unserem exklusivem Ladies Mix!



Produkteigenschaften:

• Marke: Verschiedene Hersteller

Anzahl Kondome: 9Gewicht: 122 gForm: Spezial

• Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



<u>Hersteller:</u> **Adloran GmbH**Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke OT Oldisleben, Deutschland, adloran.com, post@adloran.de